


PINZE PER CROGIOLI PTFE

Cod. 04.6220.70



Pinza per crogioli in acciaio inox rivestita in PTFE lunghezza mm. 200

Descrizione

Pinze a doppia curvatura con punte interne zigrinate. In acciaio inox 18/8 completamente rivestita in PTFE.

Dati Tecnici

Lunghezza (mm)	200
Rivestimento	PTFE

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza (mm)	Rivestimento
04.5540.70	PINZE PER CROGIOLI	200	-
04.5540.75	PINZE PER CROGIOLI	300	-
04.5540.79	PINZE PER CROGIOLI	500	-
04.6220.70	PINZE PER CROGIOLI PTFE	200	PTFE