

PINZA GAMBO LIBERO

Cod. 04.5880.57

Pinza a gambo libero, in acciaio inox e con branche internamente rivestite in sughero apertura 100 mm.



Descrizione

Dati Tecnici

Gambo	libero
Apertura (mm)	100

Varianti

Codice	Prodotto	Apertura (mm)
04.5880.38	PINZA GAMBO LIBERO	30
04.5840.41	PINZA GAMBO LIBERO	40
04.5840.45	PINZA GAMBO LIBERO	50
04.5880.57	PINZA GAMBO LIBERO	100