

PINZE SECONDO HOFFMAN

Cod. 04.5620.41



Pinza stringitubo di Hoffman in ottone cromato, con barretta mobile apertura massima mm. 40

Descrizione

Dati Tecnici

Apertura (mm)	40
---------------	----

Varianti

Codice	Prodotto	Apertura (mm)
04.5620.19	PINZE SECONDO HOFFMAN	12
04.5620.24	PINZE SECONDO HOFFMAN	17
04.5620.27	PINZE SECONDO HOFFMAN	20
04.5620.32	PINZE SECONDO HOFFMAN	25
04.5620.38	PINZE SECONDO HOFFMAN	30
04.5620.41	PINZE SECONDO HOFFMAN	40
04.5620.45	PINZE SECONDO HOFFMAN	48
04.5620.50	PINZE SECONDO HOFFMAN	65