

PINZE SECONDO MOHR

Cod. 04.5710.49

Pinza stringitubo di Mohr in ottone cromato lunghezza totale mm. 60



Descrizione

La regolazione del flusso viene determinato dal posizionamento del tubo sulle ganasce della pinza.

Dati Tecnici

Lunghezza (mm)	60
----------------	----

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza (mm)
04.5710.45	PINZE SECONDO MOHR	50
04.5710.49	PINZE SECONDO MOHR	60
04.5710.51	PINZE SECONDO MOHR	70
04.5710.53	PINZE SECONDO MOHR	80