

PINZE KECK KT

Cod. 04.5660.10

Pinza Keck stringitubo KT 4,5 -rosso



Descrizione

In poliestere termoplastico rinforzato con fibre di vetro (PBT), antiacido, con punto di fusione a 225 \pm 1/2°C.

Regolazione continua del flusso nel tubo in gomma.

Dati Tecnici

Sigla	KT 4,5
Dimensioni tubi (mm)	fino a 4,5
Colore	rosso

Varianti

Codice	Prodotto	Sigla	Dimensioni tubi (mm)	Colore
04.5660.10	PINZE KECK KT	KT 4,5	fino a 4,5	rosso
04.5660.17	PINZE KECK KT	KT 10	fino a 10	blu
04.5660.21	PINZE KECK KT	KT 14	fino a 14	rosso