

POMPE PER VUOTO IN METALLO



Cod. 04.6265.00

Pompa aspirante per vuoto con filettatura da 1/2"

Descrizione

Caratteristiche:

- Smontabile per una facile pulizia.
- In ottone cromato.
- Diametro esterno 18 mm.
- Tubo laterale diametro esterno 12 mm.

Dati Tecnici

Attacco

a vite per rubinetto da 1/2" gas

Varianti

Codice	Prodotto	Attacco
04.6250.00	POMPE PER VUOTO IN METALLO	a portagomma
04.6265.00	POMPE PER VUOTO IN METALLO	a vite per rubinetto da 1/2" gas
04.6270.00	POMPE PER VUOTO IN METALLO	a vite per rubinetto da 3/4" gas