



## POMPE PER VUOTO CON MANOMETRO

Cod. 04.6280.00

Pompa aspirante per vuoto con filettatura da 1/2"

## **Descrizione**

Caratteristiche:

- con manometro
- In ottone cromato
- camera ispezionabile per una facile pulizia

## **Dati Tecnici**

Attacco a vite per rubinetto da 1/2" gas

## Varianti

| Codice     | Prodotto                      | Attacco                          |
|------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 04.6275.00 | POMPE PER VUOTO CON MANOMETRO | a portagomma                     |
| 04.6280.00 | POMPE PER VUOTO CON MANOMETRO | a vite per rubinetto da 1/2" gas |