


# SOSTEGNI AD ANELLI GAMBO LIBERO

Cod. 04.6500.54

Sostegno ad anello gambo libero in acciaio inox Ø mm 85



## Descrizione

Caratteristiche:

- Utilizzati per filtrare ad anello adatti per imbuti, palloni, imbuti separatori, reticelle.

## Dati Tecnici

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Gambo             | libero       |
| Materiale         | acciaio inox |
| Dimensioni (Ø mm) | 85           |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                        | Materiale       | Dimensioni (Ø mm) |
|------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| 04.6500.45 | SOSTEGNI AD ANELLI GAMBO LIBERO | acciaio inox    | 50                |
| 04.6500.54 | SOSTEGNI AD ANELLI GAMBO LIBERO | acciaio inox    | 85                |
| 04.6500.60 | SOSTEGNI AD ANELLI GAMBO LIBERO | acciaio inox    | 115               |
| 04.6500.63 | SOSTEGNI AD ANELLI GAMBO LIBERO | in acciaio inox | 135               |

---

|            |                    |    |        |       |                  |     |
|------------|--------------------|----|--------|-------|------------------|-----|
| 04.6535.54 | SOSTEGNI<br>LIBERO | AD | ANELLI | GAMBO | ferro verniciato | 85  |
| 04.6535.60 | SOSTEGNI<br>LIBERO | AD | ANELLI | GAMBO | ferro verniciato | 115 |
| 04.6535.45 | SOSTEGNI<br>LIBERO | AD | ANELLI | GAMBO | ferro verniciato | 50  |
| 04.6535.63 | SOSTEGNI<br>LIBERO | AD | ANELLI | GAMBO | ferro verniciato | 135 |

---