


SOSTEGNI AD ANELLI GAMBO LIBERO

Cod. 04.6535.54

Sostegno ad anello gambo libero in ferro verniciato Ø mm 85



Descrizione

Caratteristiche:

- Utilizzati per filtrare ad anello adatti per imbuti, palloni, imbuti separatori, reticelle.

Dati Tecnici

Gambo	libero
Materiale	ferro verniciato
Dimensioni (Ø mm)	85

Varianti

Codice	Prodotto	Materiale	Dimensioni (Ø mm)
04.6500.45	SOSTEGNI AD ANELLI GAMBO LIBERO	acciaio inox	50
04.6500.54	SOSTEGNI AD ANELLI GAMBO LIBERO	acciaio inox	85
04.6500.60	SOSTEGNI AD ANELLI GAMBO LIBERO	acciaio inox	115
04.6500.63	SOSTEGNI AD ANELLI GAMBO LIBERO	in acciaio inox	135

04.6535.54	SOSTEGNI LIBERO	AD	ANELLI	GAMBO	ferro verniciato	85
04.6535.60	SOSTEGNI LIBERO	AD	ANELLI	GAMBO	ferro verniciato	115
04.6535.45	SOSTEGNI LIBERO	AD	ANELLI	GAMBO	ferro verniciato	50
04.6535.63	SOSTEGNI LIBERO	AD	ANELLI	GAMBO	ferro verniciato	135
