


SOSTEGNO PER 1 BURETTA

Cod. 04.6620.05

Sostegno a base rettangolare con asta per 1 buretta



Descrizione

Caratteristiche:

- A base rettangolare in ghisa
- verniciato a forno con polvere epossidica
- fornito complete di asta in acciaio inox (diam. mm 12x600 lungh.).
- Dotato di piastrella in ceramica bianca.
- Dei gommini posti sotto la base ne garantiscono una maggior stabilità durante l'utilizzo.

Dati Tecnici

Modello	per una buretta
Dimensioni base (mm)	170x190

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Dimensioni base (mm)
04.6620.05	SOSTEGNO PER 1 BURETTA	per una buretta	170x190
04.6650.07	SOSTEGNO PER 2 BURETTE	per due burette	170 x 360