




SOSTEGNO PER 2 BURETTE

Cod. 04.6650.07

Sostegno a base rettangolare con asta per 2 burette

Descrizione

Caratteristiche:

- A base rettangolare in ghisa
- verniciato a forno con polvere epossidica
- fornito complete di asta in acciaio inox (diam. mm 12x600 lungh.).
- Dotato di piastrella in ceramica bianca.
- Dei gommini posti sotto la base ne garantiscono una maggior stabilità durante l'utilizzo.

Dati Tecnici

Modello	per due burette
Dimensioni base (mm)	170 x 360

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Dimensioni base (mm)
04.6620.05	SOSTEGNO PER 1 BURETTA	per una buretta	170x190
04.6650.07	SOSTEGNO PER 2 BURETTE	per due burette	170 x 360