

SOSTEGNO APERTURA AD U

Cod. 04.6750.79

Sostegno forma a ferro di cavallo con asta in acciaio inox ØxL mm 20X 1000



Descrizione

Caratteristiche:

- In ghisa
- verniciati a forno con polvere epossidica
- forniti complete di asta in acciaio inox
- Dei gommini posti sotto la base ne garantiscono una maggior stabilità durante l'utilizzo.

Dati Tecnici

Modello	gigante
Apertura (mm)	295
Dimensioni asta (ØxH mm)	20 x 1000

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Apertura (mm)	Dimensioni asta (ØxH mm)
04.6750.73	SOSTEGNO APERTURA AD U	micro	150	10 x 500
04.6750.77	SOSTEGNI	piccolo	225	12 x 600
04.6750.79	SOSTEGNO APERTURA AD U	gigante	295	20 x 1000

