

SPATOLE MANICO RADICA

Cod. 04.7150.75

Spatola con manico in radica lama in acciaio inox (LxL mm) 300 x40



Descrizione

Caratteristiche:

- Per pesate e trasferimenti di paste e creme.

Dati Tecnici

Lunghezza (mm)	300
Larghezza lama (mm)	40

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza (mm)	Larghezza lama (mm)
04.7150.57	SPATOLE MANICO RADICA	100	25
04.7150.63	SPATOLE MANICO RADICA	140	25
04.7150.73	SPATOLE MANICO RADICA	260	35
04.7150.75	SPATOLE MANICO RADICA	300	40
04.7150.71	SPATOLE MANICO RADICA	220	30
04.6103.99	SPATOLE MANICO RADICA	360	40

