

# SPATOLE DOPPIO CUCCHIAIO

Cod. 04.7130.64



Spatola con doppio cucchiaino in acciaio inox lunghezza mm. 150

## Descrizione

## Dati Tecnici

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 150 |
|----------------|-----|

## Varianti

| Codice     | Prodotto                 | Lunghezza (mm) |
|------------|--------------------------|----------------|
| 04.7130.64 | SPATOLE DOPPIO CUCCHIAIO | 150            |
| 04.7130.70 | SPATOLE DOPPIO CUCCHIAIO | 210            |