

SPAZZOLINI PER PROVETTE E CILINDRI

Cod. 04.7300.22

Spazzolino con ciuffo in setola dimensioni mm. 15X350



Descrizione

Caratteristiche:

- per provette e cilindri in setola
- intrecciati con filo di ferro zincato
- con terminale a ciuffo.

Dati Tecnici

Dimensioni spazzola (Ø mm)	15
Lunghezza totale (mm)	350

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni spazzola (Ø mm)	Lunghezza totale (mm)
04.7300.17	SPAZZOLINI PER PROVETTE E CILINDRI	10	350
04.7300.22	SPAZZOLINI PER PROVETTE E CILINDRI	15	350
04.7300.27	SPAZZOLINI PER PROVETTE E CILINDRI	20	350
04.7300.32	SPAZZOLINI PER PROVETTE E CILINDRI	25	350

04.7300.38	SPAZZOLINI CILINDRI	PER	PROVETTE	E	30	350
04.7300.40	SPAZZOLINI CILINDRI	PER	PROVETTE	E	35	350
04.7300.41	SPAZZOLINI CILINDRI	PER	PROVETTE	E	40	450
04.7300.45	SPAZZOLINI CILINDRI	PER	PROVETTE	E	50	450
04.7300.49	SPAZZOLINI CILINDRI	PER	PROVETTE	E	60	500
04.7300.53	SPAZZOLINI CILINDRI	PER	PROVETTE	E	80	500
