

CM0486001

Cod. 23.2390.88

Navicelle per pesata dimensioni 70X23X15 mm confezione da 100 pezzi



Descrizione

Prodotti studiati per semplificare le operazioni analitiche mantenendo un'elevata riproducibilità.

Navicelle di pesata in speciale pergamena esente da azoto.

Possono essere mineralizzate con il campione durante la determinazione di azoto organico (metodo Kjeldahl).

Eliminano il problema relativo alla pesata di prodotti quali sostanze sciroppose, viscosi, di polpe, ecc.

Dati Tecnici

Dimensioni (LxPxH mm)	70x23x15
Confezione (pezzi)	100

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (LxPxH mm)
23.2385.88	CM0486000	58x10x10
23.2390.88	CM0486001	70x23x15