

TUBO A SEZIONE TONDA

Cod. 04.7570.45



Tubo per sterilizzare pipette in acciaio inox a sezione tonda dimensioni mm 50x500

Descrizione

Caratteristiche:

- In acciaio inox
- Con coperchio a incastro.

Dati Tecnici

| | |
|----------------------------|----------|
| Modello | tondo |
| Dimensioni (LxL mm) | 50 x 400 |

Varianti

| Codice | Prodotto | Dimensioni (LxL mm) |
|---------------|----------------------|----------------------------|
| 04.7570.45 | TUBO A SEZIONE TONDA | 50 x 400 |
| 04.7570.79 | TUBO A SEZIONE TONDA | 60 x 500 |