

TUBO A SEZIONE TONDA

Cod. 04.7570.79

Tubo per sterilizzare pipette a sezione tonda dimensioni mm 60x500



Descrizione

Caratteristiche:

- In acciaio inox
- Con coperchio a incastro.

Dati Tecnici

Modello	tondo
Dimensioni (LxL mm)	60 x 500

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (LxL mm)
04.7570.45	TUBO A SEZIONE TONDA	50 x 400
04.7570.79	TUBO A SEZIONE TONDA	60 x 500