


TUBO A SEZIONE QUADRATA

Cod. 04.7550.49

Tubo per sterilizzare pipette a sezione quadrata dimensioni mm 60X60X450



Descrizione

Caratteristiche:

- In acciaio inox
- Con coperchio a incastro.

Dati Tecnici

Modello	quadrato
Dimensioni (LxL mm)	60 x 450

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (LxL mm)
04.7550.49	TUBO A SEZIONE QUADRATA	60 x 450
04.7550.51	TUBO A SEZIONE QUADRATA	70 x 500