

CARTA ASSORBENTE

Cod. 05.5350.80

Carta assorbente plastificata 48x60 cm. conf. 100



Descrizione

Caratteristiche principali:

Assicura una totale protezione grazie alle sue due superfici: quella superiore, consistente in uno strato di cellulosa che offre un alto potere di assorbimento liquido, e quello inferiore, consistente in uno strato di polietilene che garantisce una completa impermeabilità. Carta da filtro liscia e assorbente accoppiata a un foglio di polietilene di 16 g/m² indispensabile per la pulizia e l'igiene di tutti i laboratori con specifico riferimento al settore sanitario.

Applicazioni:

- Protezione totale per banchi di laboratorio.
- Recupero di piccole perdite usando il lato assorbente. Particolarmente adatto per il lavoro con materiali preziosi (metalli) o materiali pericolosi (tossici, corrosivi, ecc.).
- Rivestimento per gabbie di animali.
- Laboratori di anatomia patologica.
- Saturazione dell'atmosfera in camere umide.
- Germinazione di sementi.

Dati Tecnici

Dimensioni (mm)	480x600
Confezione (pezzi)	100 fogli
Grammatura (g/m ²)	144
Spessore (µm)	290

