

FILTRI SIRINGA ACETATO DI CELLULOSA

Cod. 05.7760.32

Filtri per siringa non sterili in acetato di cellulosa Ø 25 mm porosità 0,45 µm conf. 100



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Offrono un livello di assorbimento specifico di proteine più basso rispetto alle versioni nitrato di cellulosa o cellulose rigenerate e sono la scelta appropriata per gli studi biologici.
- Hanno maggiori resistenze termiche ed a solventi, particolarmente agli alcoli di basso peso molecolare e sono in grado di tollerare ripetute sterilizzazioni a vapore in linea con integrità ed efficacia inalterate.
- Resistenza temperatura 50° C.

Dati Tecnici

Diametro (mm)	25
Porosità (µm)	0,45
Sterile	NO
Confezione (pezzi)	100

Varianti

Codice	Prodotto	Diametro (mm)	Porosità (µm)	Sterile	Confezione (pezzi)
05.7700.20	FILTRI SIRINGA DI ACETATO DI CELLULOSA	13	0,2	NO	100

05.8140.99	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	13	0,2	NO	500
05.7760.20	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	13	0,45	NO	100
05.8141.99	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	13	0,45	NO	500
05.8142.99	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	13	0,8	NO	500
05.8143.99	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	13	1,2	NO	500
05.8144.99	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	13	5	NO	500
05.7850.20	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	13	0,2	Sì	100
05.7910.20	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	13	0,45	Sì	50
05.7700.32	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	25	0,2	NO	100
05.8145.99	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	25	0,2	NO	500
05.7760.32	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	25	0,45	NO	100
05.8146.99	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	25	0,45	NO	500
05.8147.99	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	25	0,8	NO	100
05.8148.99	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	25	0,8	NO	500
05.8149.99	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	25	1,2	NO	500
05.8150.99	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	25	5	NO	500
05.7850.38	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	25	0,2	Sì	50
05.7910.38	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	25	0,45	Sì	50
05.8151.99	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	25	0,8	Sì	50

05.8152.99	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	25	1,2	Sì	50
05.8153.99	FILTRI ACETATO CELLULOSA	SIRINGA DI	25	5	Sì	50