



APPARECCHIO FILTRANTE IN VETRO

Cod. 05.8110.00

Apparecchio filtrante in vetro

Descrizione

Supporti per la filtrazione su membrana a scopo di ricerca batteriologica e particellare e per la filtrazione sottovuoto di liquidi. In vetro con setto poroso fisso per membrane diametro di 47 mm, composti da:

- Base in vetro con setto poroso fisso.
- Imbuto in vetro della capacità di circa 300 ml.
- Pinza in alluminio anodizzato.
- Tappo in silicone per beuta da vuoto da 1000ml

Può essere utilizzato con la rampa con colonne a cono, ma anche singolarmente su beuta da vuoto.

Dati Tecnici

Capacità (ml)

300

Accessori/Correlati

04.5730.00

PINZA
Pinza in alluminio anodizzato per filtri a membrana diametro di 47 mm.

05.8155.00

BICCHIERE
Bicchiere in vetro da 300 ml, per apparato di filtrazione in vetro e rampa in acciaio inox

23.9024.99

BASE A IMBUTO
Base a imbuto in vetro sinterizzato con setto poroso per apparato di filtrazione diametro 47mm.

