



# LH

Cod. 22.0425.88

Agitatore ad asta VELP modello LH

## Descrizione

Agitatore ad asta VELP ideale per i liquidi a medio-alta viscosità.

La struttura in tecnopolimero offre un'elevata resistenza agli agenti chimici ed una leggerezza unica, mentre il motore robusto garantisce un funzionamento continuo negli anni, senza costi aggiuntivi per la manutenzione.

Semplice da installare, resistente e sicuro, LH offre un ingombro contenuto, per sfruttare al meglio lo spazio sul banco. L'intuitivo mandrino autobloccante intuitivo non richiede particolari strumenti ed offre la possibilità di utilizzare diversi modelli di asta, per le più svariate applicazioni.

Un particolare sistema blocca l'agitatore in caso di cattivo funzionamento in modo da garantire un'estrema sicurezza.

## Dati Tecnici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Velocità (rpm)                   | 50÷2000    |
| Volume trattabile (l)            | 40         |
| Viscosità massima (mPa·s)        | 50000      |
| Campo viscosità                  | medio-alta |
| Classe di protezione             | IP 40      |
| Display                          | No         |
| Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm) | 80x196x230 |
| Peso (kg)                        | 3,4        |

## Accessori/Correlati

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 23.0045.88 | A00001304<br>Asta di agitazione inox a pale flottanti |
| 23.0046.88 | A00001305<br>Asta di agitazione inox pala basculante  |
| 23.0047.88 | A00001306<br>Asta di agitazione inox a pala fissa     |
| 23.0048.88 | A00001307<br>Asta di agitazione inox a elica          |
| 23.0049.88 | A00001308<br>Asta di agitazione inox a 6 fori         |
| 23.0050.88 | A00001309<br>Asta di agitazione inox pala a turbina   |
| 23.0051.88 | A00001310<br>Asta di agitazione inox a turbo elica    |
| 23.0052.88 | A00001311<br>Asta di agitazione inox ad ancora        |
| 23.0024.88 | A00001301<br>Morsetto doppio per stativo.             |
| 23.0034.88 | A00001302<br>Pinza a nastro                           |
| 23.A005.09 | A00000366<br>Sostegno con base ed asta                |