

AGITATORE AD ASTA

Cod. 06.0498.00

Agitatore ad asta in PVC rigido e infrangibile lunghezza 300 mm



Descrizione

Dati Tecnici

Dimensioni (Ø x L mm)	7,15 x 300
Materiale	PVC

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Ø x L mm)
06.0497.00	AGITATORE AD ASTA	7,15 x 250
06.0498.00	AGITATORE AD ASTA	7,15 x 300
06.0499.00	AGITATORE AD ASTA	7,15 x 350