


AGITATORE AD ASTA

Cod. 06.0499.00

Agitatore ad asta in PVC rigido e infrangibile lunghezza 350 mm



Descrizione

Agitatori in PVC rigidi ed infrangibili. Confezione da 10 pezzi.

Dati Tecnici

Dimensioni (Ø x L mm) 7,15 x 350

Materiale PVC

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Ø x L mm)
06.0497.00	AGITATORE AD ASTA	7,15 x 250
06.0498.00	AGITATORE AD ASTA	7,15 x 300
06.0499.00	AGITATORE AD ASTA	7,15 x 350