

AGITATORE AD ASTA

Cod. 06.0499.00

Agitatore ad asta in PVC rigido e infrangibile lunghezza 350 mm



Descrizione

Agitatori in PVC rigidi ed infrangibili. Confezione da 10 pezzi.

Dati Tecnici

Dimensioni (Ø x L mm) 7,15 x 350

Materiale PVC

Varianti

| Codice | Prodotto | Dimensioni (Ø x L mm) |
|------------|-------------------|-----------------------|
| 06.0497.00 | AGITATORE AD ASTA | 7,15 x 250 |
| 06.0498.00 | AGITATORE AD ASTA | 7,15 x 300 |
| 06.0499.00 | AGITATORE AD ASTA | 7,15 x 350 |