

MM/100

Cod. 22.4030.27

Mantello riscaldante per palloni modello MM 100



Descrizione

Mantello riscaldante semirigido per palloni da 100 a 2000 ml.

La custodia esterna è costruita in lamiera d'acciaio con verniciatura a forno con polvere epossidica antiacida; il nido semirigido si adatta alla forma del pallone riducendo completamente il rischio della rottura del pallone stesso.

L'isolamento termico è garantito da una fibra di ceramica e la temperatura è controllata da un termoregolatore con scala numerata.

Tutti i riscaldatori della serie sono dotati di un interruttore ON/OFF con luce verde.

Dati Tecnici

Capacità pallone (ml)	100
Temperatura massima (° C)	+350
Classe di protezione	IP 30
Dimensioni esterne (ØxH mm)	185x145
Peso (kg)	1,5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50-60/130

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità pallone (ml)	Dimensioni esterne (ØxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.4030.27	MM/100	100	185x145	1,5	230/50-60/130

22.4035.27	MM/250	250	185x145	1,5	230/50-60/180
22.4040.27	MM/500	500	205x150	1,8	230/50-60/250
22.4045.27	MM/1	1000	245x175	2,4	230/50-60/450
22.4050.27	MM/2	2000	310x210	5	230/50-60/600
