

ASTA MAGNETIZZATA

Cod. 06.0712.00



Asta magnetizzata con magnete rivestivo da PTFE lunghezza mm 240

Descrizione

Caratteristiche:

- Per il recupero delle ancorette magnetiche.
- IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.

Dati Tecnici

Dimensioni (Ø x L mm)

11 x 240

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Ø x L mm)
06.0710.00	ASTA MAGNETIZZATA	11 x 300
06.0712.00	ASTA MAGNETIZZATA	11 x 240