

ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA

Cod. 06.0750.00

ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA Ø 4,7X11,7 MM PTFE



Descrizione

Caratteristiche:

- Forma arrotondata, pareti lisce, per impieghi universali.
- Posseggono magneti interni in Alnico V che conferisce loro caratteristiche di elevata durata e potenza. Questi magneti sono incapsulati in involucri in PTFE di prima scelta.
- IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.

Dati Tecnici

Dimensioni (Ø x L mm)

4,66x11,68

Materiale

magnete rivestito da PTFE

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Ø x L mm)
06.0748.00	ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA	3,14x8
06.0749.00	ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA	3x6
06.0751.00	ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA	4,57x14,80
06.0750.00	ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA	4,66x11,68
06.0756.00	ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA	6x19,60

06.0757.00	ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA	6x24,61
06.0758.00	ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA	6,16x29,88
06.0763.00	ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA	6,17x34,42
06.0698.00	ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA	7,87x49,90
06.0764.00	ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA	8x40
06.0699.00	ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA	8x44,42
06.0704.00	ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA	9,62x60,16
06.0705.00	ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA	9,75x69,65
