

MM/250

Cod. 22.4035.27

Mantello riscaldante per palloni modello MM 250



Descrizione

Mantello riscaldante semirigido serie MM per palloni da ml 250.

La custodia esterna è in acciaio verniciate con polvere epossidica antiacida, il nido semirigido che si adatta alla forma del pallone riducendo completamente il rischio della rottura del pallone.

Dispone anche dell'isolamento termico composto da una fibra di ceramica e le temperature sono controllate da un termoregolatore con scala numerata.

Tutti i riscaldatori sono dotati da un interruttore ON / OFF con luce verde.

Dati Tecnici

Capacità pallone (ml)	250
Temperatura massima (° C)	+350
Classe di protezione	IP 30
Dimensioni esterne (ØxH mm)	185x145
Peso (kg)	1,5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50-60/180

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità pallone (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	esterne	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.4030.27	MM/100	100	185x145		1,5	230/50-60/130
22.4035.27	MM/250	250	185x145		1,5	230/50-60/180
22.4040.27	MM/500	500	205x150		1,8	230/50-60/250
22.4045.27	MM/1	1000	245x175		2,4	230/50-60/450
22.4050.27	MM/2	2000	310x210		5	230/50-60/600
