

# ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA



Cod. 06.0704.00

ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA Ø 9,62X60 MM PTFE

## Descrizione

Caratteristiche:

- Forma arrotondata, pareti lisce, per impieghi universali.
- Posseggono magneti interni in Alnico V che conferisce loro caratteristiche di elevata durata e potenza. Questi magneti sono incapsulati in involucri in PTFE di prima scelta.
- IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.

## Dati Tecnici

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Dimensioni (Ø x L mm) | 9,62x60,16                |
| Materiale             | magnete rivestito da PTFE |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                       | Dimensioni (Ø x L mm) |
|------------|--------------------------------|-----------------------|
| 06.0748.00 | ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA | 3,14x8                |
| 06.0749.00 | ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA | 3x6                   |
| 06.0751.00 | ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA | 4,57x14,80            |
| 06.0750.00 | ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA | 4,66x11,68            |
| 06.0756.00 | ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA | 6x19,60               |

|            |                                |            |
|------------|--------------------------------|------------|
| 06.0757.00 | ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA | 6x24,61    |
| 06.0758.00 | ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA | 6,16x29,88 |
| 06.0763.00 | ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA | 6,17x34,42 |
| 06.0698.00 | ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA | 7,87x49,90 |
| 06.0764.00 | ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA | 8x40       |
| 06.0699.00 | ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA | 8x44,42    |
| 06.0704.00 | ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA | 9,62x60,16 |
| 06.0705.00 | ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA | 9,75x69,65 |