

BACINELLA ANTIACIDO

Cod. 06.0280.00



Bacinella antiacido impilabile PVC 200X150 mm

Descrizione

Caratteristiche:

- La particolare conformazione del fondo le rende utili anche in campo fotografico.
- Impilabili.
- PVC.

Dati Tecnici

Dimensione (LxPxH mm)

150x200x45

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensione (LxPxH mm)
06.0280.00	BACINELLA ANTIACIDO	150x200x45
06.0281.00	BACINELLA ANTIACIDO	200x250x60
06.0282.00	BACINELLA ANTIACIDO	260x320x70
06.0283.00	BACINELLA ANTIACIDO	300x350x80
06.0284.00	BACINELLA ANTIACIDO	330x430x90
06.0285.00	BACINELLA ANTIACIDO	420x520x90
06.0286.00	BACINELLE ANTIACIDO	530x675x100

06.0288.00

BACINELLE ANTIACIDO

420x540x180