

VASCHETTA RETTANGOLARE A SCOMPARTI



Cod. 06.0953.00

Vaschetta rettangolare a 12 scomparti

Descrizione

Caratteristiche:

- Molto utili per riporre piccoli oggetti da conservare nel cassetto.
- Il comparto centrale della vaschetta a 5 cavità può essere utilizzato per riporre le pipette sierologiche.

Dati Tecnici

Cavità	12
Dimensione comparto (mm)	90x90
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	303x403x63

Varianti

Codice	Prodotto	Cavità	Dimensione comparto (mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)
06.0953.00	VASCHETTA RETTANGOLARE SCOMPARTI	12 A	90x90	303x403x63

06.0954.00

VASCHETTA
RETTANGOLARE
SCOMPARTI

A

5

(4) 100x185 - (1) 100x385

304x404x64
