

VASCHETTA RETTANGOLARE A SCOMPARTI

Cod. 06.0954.00

Vaschetta rettangolare a 5 scomparti



Descrizione

Caratteristiche:

- Molto utili per riporre piccoli oggetti da conservare nel cassetto.
- Il comparto centrale della vaschetta a 5 cavità può essere utilizzato per riporre le pipette sierologiche.

Dati Tecnici

Cavità	5
Dimensione comparto (mm)	(4) 100x185 - (1) 100x385
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	304x404x64
Materiale	PVC

Varianti

Codice	Prodotto	Cavità	Dimensione comparto (mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	
06.0953.00	VASCHETTA RETTANGOLARE SCOMPARTI	A	12	90x90	303x403x63
06.0954.00	VASCHETTA RETTANGOLARE SCOMPARTI	A	5	(4) 100x185 - (1) 100x385	304x404x64

