

# VASSOI E VASCHE

Cod. 06.5702.00

Vassoio per usi alimentari e laboratorio in polistirene antiurto mm 151X303X21



## Descrizione

## Dati Tecnici

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Dimensioni interne (mm) | -          |
| Dimensione (LxPxH mm)   | 151x303x21 |
| Materiale               | ABS        |

## Varianti

| Codice     | Prodotto        | Dimensione (LxPxH mm) |
|------------|-----------------|-----------------------|
| 06.5701.00 | VASSOI E VASCHE | 151x201x21            |
| 06.5702.00 | VASSOI E VASCHE | 151x303x21            |
| 06.5703.00 | VASSOI E VASCHE | 252x353x21            |
| 06.5704.00 | VASSOI E VASCHE | 254x254x21            |
| 06.5705.00 | VASSOI E VASCHE | 151x201x41            |
| 06.5706.00 | VASSOI E VASCHE | 151x303x42            |
| 06.5707.00 | VASSOI E VASCHE | 253x353x41            |
| 06.5708.00 | VASSOI E VASCHE | 252x252x42            |

|            |                    |            |
|------------|--------------------|------------|
| 06.5709.00 | VASSOI E VASCLETTE | 151x202x81 |
| 06.5710.00 | VASSOI E VASCLETTE | 151x303x81 |
| 06.5711.00 | VASSOI E VASCLETTE | 252x352x81 |
| 06.5712.00 | VASSOI E VASCLETTE | 252x252x82 |
| 06.5713.00 | VASSOI E VASCLETTE | 300x408x21 |
| 06.5714.00 | VASSOI E VASCLETTE | 300x409x42 |
| 06.5715.00 | VASSOI E VASCLETTE | 299x408x81 |