

VASSOI E VASCLETTE

Cod. 06.5711.00

Vassoio per usi alimentari e laboratorio in polistirene antiurto mm 252x352x81



Descrizione

Dati Tecnici

Dimensioni interne (mm)	-
Dimensione (LxPxH mm)	252x352x81
Materiale	ABS

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensione (LxPxH mm)
06.5701.00	VASSOI E VASCLETTE	151x201x21
06.5702.00	VASSOI E VASCLETTE	151x303x21
06.5703.00	VASSOI E VASCLETTE	252x353x21
06.5704.00	VASSOI E VASCLETTE	254x254x21
06.5705.00	VASSOI E VASCLETTE	151x201x41
06.5706.00	VASSOI E VASCLETTE	151x303x42
06.5707.00	VASSOI E VASCLETTE	253x353x41
06.5708.00	VASSOI E VASCLETTE	252x252x42

06.5709.00	VASSOI E VASCLETTE	151x202x81
06.5710.00	VASSOI E VASCLETTE	151x303x81
06.5711.00	VASSOI E VASCLETTE	252x352x81
06.5712.00	VASSOI E VASCLETTE	252x252x82
06.5713.00	VASSOI E VASCLETTE	300x408x21
06.5714.00	VASSOI E VASCLETTE	300x409x42
06.5715.00	VASSOI E VASCLETTE	299x408x81