

BICCHIERE FORMA BASSA

Cod. 06.1809.00

Bicchieri graduati forma bassa polipropilene ml 2000



Descrizione

Caratteristiche:

- Realizzati in Polipropilene termoresistente e ad alta trasparenza, secondo la norma ISO 7056 - 1981 (E)
- Hanno forma cilindrica, con fondo piano. La graduazione permanente è stampata in rilievo e di facile lettura.
- La particolare forma del becco, facilita lo svuotamento.
- Posseggono eccellente resistenza chimica e sono dotati di buona inerzia chimica.
- Sono autoclavabili a 121°C per 20 minuti e resistono a 100°C per uso continuato.
- IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	2000
Suddivisione (ml)	50
Dimensioni (ØxH mm)	132x183,5
Materiale	Polipropilene

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Suddivisione (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
--------	----------	---------------	-------------------	---------------------

06.1801.00	BICCHIERE FORMA BASSA	25	1	34x49
06.1802.00	BICCHIERE FORMA BASSA	50	2	41x60
06.1803.00	BICCHIERE FORMA BASSA	100	5	51x72
06.1805.00	BICCHIERE FORMA BASSA	250	10	71x95
06.1806.00	BICCHIERE FORMA BASSA	500	10	87x119
06.1808.00	BICCHIERE FORMA BASSA	1000	20	109x147
06.1809.00	BICCHIERE FORMA BASSA	2000	50	132x183,5
06.0811.00	BICCHIERE FORMA BASSA	3000	500	158x201
06.0812.00	BICCHIERE FORMA BASSA	5000	500	188,5x229