

BICCHIERE FORMA BASSA PFA

Cod. 06.1539.00



Bicchiere graduato forma bassa PFA ml 1000

Descrizione

Caratteristiche:

- A forma bassa in resina perfluoroalcossido (PFA).
- Graduati, trasparenti e con elevata resistenza chimica e termica (-250÷270° C).

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1000
Divisione (ml)	100/1
Dimensioni (ØxH mm)	105x143

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Divisione (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
06.1534.00	BICCHIERE FORMA BASSA PFA	25	5/1	32x50
06.1535.00	BICCHIERE FORMA BASSA PFA	50	10/1	39x59
06.1536.00	BICCHIERE FORMA BASSA PFA	100	20/1	50x72

06.1537.00	BICCHIERE FORMA BASSA PFA	250	50/1	67x96
06.1538.00	BICCHIERE FORMA BASSA PFA	500	100/1	88x122
06.1539.00	BICCHIERE FORMA BASSA PFA	1000	100/1	105x143