

MQ/1

Cod. 22.4010.27

Mantello riscaldante per palloni modello MQ 1000



Descrizione

Mantello riscaldante rigido serie MQ per palloni da litri 1

Progettato con caratteristiche totalmente nuove e costruito secondo le nuove normative standard di sicurezza europee. Dispone di un frontalino inclinato per una più facile impostazione dei valori, e semplicità di lettura. La custodia esterna è costruita in lamiera d'acciaio con verniciatura a forno con polvere epossidica antiacida; la resistenze riscaldante è incorporata in un blocco di fibra-ceramica e il tutto viene ricoperto con calotta in alluminio rivestita con tessuto in fibra di vetro.

Un foro sul fondo permette, in caso di rottura del pallone, il recupero del contenuto.

Sul lato posteriore del riscaldatore viene inserito un foro filettato M8, dando così la possibilità di montare un'asta di supporto.

Tutti i riscaldatori sono dotati di un interruttore ON / OFF con luce verde, il controllo della temperatura avviene attraverso un termostato di regolazione con sonda ad espansione di fluido su scala graduata in °C

Dati Tecnici

Capacità pallone (ml)	1000
Temperatura massima (° C)	+50÷+350
Classe di protezione	IP 41
Dimensioni (LxPxH mm)	225x310x145
Peso (kg)	3,5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50-60/450

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	pallone	Temperatura massima (° C)	Dimensioni(LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.3995.27	MQ/100	100		350	175x250x115	2	230/50-60/130
22.4000.27	MQ/ 250	250		+50÷+350	175x250x115	2	230/50-60/180
22.4005.27	MQ/500	500		+50÷+350	200x280x125	2,7	230/50-60/250
22.4010.27	MQ/1	1000		+50÷+350	225x310x145	3,5	230/50-60/450
22.4014.27	MQ/2	2000		+50÷+350	310x400x190	6,4	230/50-60/600

Accessori/Correlati

23.7581.99	601.0125.01 Asta in acciaio filettata M8, dimensioni (ØxH): 10x400 mm
------------	--