

BICCHIERE FORMA BASSA



Cod. 06.1549.00

Bicchiera graduato in rilievo classe B forma bassa TPX® ml 2000

Descrizione

Caratteristiche:

- Realizzati in Polimetilpentene e secondo la norma ISO 7056 - 1981 (E)
- Perfettamente trasparenti, autoclavabili, resistono a temperature fino a 170°C per brevi periodi.
- Hanno forma cilindrica, con fondo piano. La graduazione permanente è stampata in rilievo e di facile lettura.
- La particolare forma del becco, facilita lo svuotamento.
- Posseggono eccellente resistenza chimica e sono dotati di buona inerzia chimica.
- IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.
- PMP (TPX®)

Dati Tecnici

Capacità (ml)	2000
Suddivisione (ml)	50
Dimensioni (ØxH mm)	133x184

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Suddivisione (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
06.1541.00	BICCHIERE FORMA BASSA	25	1	34x49
06.1542.00	BICCHIERE FORMA BASSA	50	2	42x60

06.1543.00	BICCHIERE FORMA BASSA	100	5	52x72
06.1545.00	BICCHIERE FORMA BASSA	250	10	71x95
06.1546.00	BICCHIERE FORMA BASSA	500	10	88x119
06.1548.00	BICCHIERE FORMA BASSA	1000	20	110x146
06.1549.00	BICCHIERE FORMA BASSA	2000	50	133x184
06.1330.00	BICCHIERE FORMA BASSA	3000	500	159x200
06.1331.00	BICCHIERE FORMA BASSA	5000	500	190x228