

DLH

Cod. 22.0430.88

Agitatore ad asta digitale VELP modello DLH



Descrizione

Agitatore digitale ad asta VELP per i liquidi di medio-alta viscosità.

La struttura in tecnopolimero offre un'elevata resistenza agli agenti chimici ed una leggerezza unica, mentre il motore robusto garantisce un funzionamento continuo negli anni, senza costi aggiuntivi per la manutenzione.

Semplice da installare, resistente e sicuro, DLS offre un ingombro contenuto, per sfruttare al meglio lo spazio sul banco. L'intuitivo mandrino autobloccante intuitivo non richiede particolari strumenti ed offre la possibilità di utilizzare diversi modelli di asta, per le più svariate applicazioni.

Un particolare sistema blocca l'agitatore in caso di cattivo funzionamento in modo da garantire un'estrema sicurezza.

DLH guida l'utilizzatore attraverso un display estremamente luminoso e di facile lettura. Tutti i principali parametri, tra cui la velocità reale, quella impostata e la coppia, sono costantemente mostrati. Senza dimenticare il timer digitale integrato, programmabile fino a 999:59 minuti, con spegnimento automatico.

Inoltre vanta anche un sistema di contro-reazione che garantisce velocità costante al variare della viscosità.

Dati Tecnici

Velocità (rpm)	50÷2000
Volume trattabile (l)	40
Viscosità massima (mPa·s)	50000
Campo viscosità	alta
Classe di protezione	IP 40

Display	sì
Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm)	80x196x230
Peso (kg)	3,5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	115-230 / 50-60 / 120

Accessori/Correlati

23.0045.88	A00001304 Asta di agitazione inox a pale flottanti
23.0046.88	A00001305 Asta di agitazione inox pala basculante
23.0047.88	A00001306 Asta di agitazione inox a pala fissa
23.0048.88	A00001307 Asta di agitazione inox a elica
23.0049.88	A00001308 Asta di agitazione inox a 6 fori
23.0050.88	A00001309 Asta di agitazione inox pala a turbina
23.0051.88	A00001310 Asta di agitazione inox a turbo elica
23.0052.88	A00001311 Asta di agitazione inox ad ancora
23.0024.88	A00001301 Morsetto doppio per stativo.
23.0034.88	A00001302 Pinza a nastro
23.A005.09	A00000366 Sostegno con base ed asta