



BICCHIERE CONICO GRADUATO PMP (TPX®)

Cod. 06.1423.00

Bicchiera conico graduato in rilievo in PMP (TPX®) ml 250

Descrizione

Caratteristiche:

- Realizzati in Polimetilpentene, sono resistenti fino a 170°C
- Ampia base per assicurare la massima stabilità.
- Graduazioni permanenti stampate in rilievo e di facile lettura.
- IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.
- PMP (TPX®)

Dati Tecnici

Capacità (ml)	250
Graduazione (ml)	5
Altezza (mm)	162

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Graduazione (ml)	Altezza (mm)
06.1422.00	BICCHIERE CONICO GRADUATO PMP (TPX®)	100	2	117
06.1423.00	BICCHIERE CONICO GRADUATO PMP (TPX®)	250	5	162

06.1424.00	BICCHIERE CONICO GRADUATO PMP (TPX®)	500	10	183
06.1425.00	BICCHIERE CONICO GRADUATO PMP (TPX®)	1000	20	263