

BICCHIERE CONICO GRADUATO PP

Cod. 06.0425.00

Bicchiere conico graduato in rilievo polipropilene ml 1000



Descrizione

Caratteristiche:

- Realizzati in Polipropilene, sono resistenti fino a 120°C
- Ampia base per assicurare la massima stabilità.
- Graduazioni permanenti stampate in rilievo e di facile lettura.
- IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.
- PP

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1000
Graduazione (ml)	20
Altezza (mm)	263

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Graduazione (ml)	Altezza (mm)
06.0422.00	BICCHIERE GRADUATO PP	CONICO 100	2	117
06.0423.00	BICCHIERE GRADUATO PP	CONICO 250	5	162

06.0424.00	BICCHIERE GRADUATO PP	CONICO	500	10	183
06.0425.00	BICCHIERE GRADUATO PP	CONICO	1000	20	263
