

MA/3

Cod. 22.4215.27

Mantello riscaldante per palloni modello MA 3000



Descrizione

Mantelli riscaldanti per palloni da 3 litri costruiti per soddisfare le sempre maggiori richieste di sicurezza.

La struttura esterna e la calotta interna di contenimento sono completamente in acciaio inox rivestite con tessuto in fibra di vetro.

Le resistenze vengono alloggiare in un blocco di fibra-ceramica sfruttando al massimo il calore prodotto e riducendo così al minimo la temperatura sulle pareti esterne.

Sono dotati di un sistema per il recupero del liquido in caso di rottura accidentale.

La temperatura è controllata da un termoregolatore su scala numerata.

Tutti i riscaldatori sono dotati di un interruttore ON/OFF con luce verde.

Dati Tecnici

Capacità pallone (ml)	3000
Temperatura massima (° C)	+350
Classe di protezione	IP 44
Dimensioni esterne (ØxH mm)	310x290
Peso (kg)	6
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50-60/600