

BOTTIGLIA COLLO STRETTO PE



Cod. 06.0326.00

Bottiglia cilindrica graduata collo stretto in polietilene ml 2000 Tappo in polipropilene

Descrizione

Caratteristiche:

- Realizzate in Polietilene, traslucide e complete di tappo.
- Dotate di sottotappo per assicurare una perfetta tenuta e di fori sulla spalla per permettere l'applicazione di sigilli di sicurezza o talloncini.
- La geometria a spalle inclinate rende particolarmente agevole lo svuotamento totale del contenuto.
- Cura particolare è stata messa nella realizzazione della graduazione di ogni bottiglia, per consentire una lettura precisa e chiara del suo contenuto.

IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE SECONDO LE SEGUENTI NORMATIVE:

- Direttiva CE 10/2011
- Decreto Ministeriale Italiano 21/03/1973 e successivi emendamenti
- Decreto Presidenziale Italiano 777/82 e successivi aggiornamenti

MATERIALI

PE (CORPO) PP (TAPPO)

Dati Tecnici

Capacità (ml)	2000
Graduazione (ml)	100
Dimensioni (ØxH mm)	116 X 273
Diametro bocca (mm)	34,5

Varianti

Codice	Prodotto		Capacità (ml)	Graduazione (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Diametro bocca (mm)
06.0317.00	BOTTIGLIA STRETTO PE	COLLO	50	10	39x76,5	18,5
06.0319.00	BOTTIGLIA STRETTO PE	COLLO	125	20	46x115	18,5
06.0323.00	BOTTIGLIA STRETTO PE	COLLO	250	25	60x137	23
06.0324.00	BOTTIGLIA STRETTO PE	COLLO	500	50	74x165	23
06.0325.00	BOTTIGLIA STRETTO PE	COLLO	1000	100	93x213	34,5
06.0326.00	BOTTIGLIA STRETTO PE	COLLO	2000	100	116 X 273	34,5