

BOTTIGLIA COLLO STRETTO GL PP

Cod. 06.1597.00

Bottiglia collo stretto normalizzato GL 18 polipropilene ml 100



Descrizione

Caratteristiche:

- Autoclavabili, graduate, ideali per trasporto di campioni tossici (acque di scarico, ecc.) dal prelievo al laboratorio per le opportune analisi.
- Fornite di tappo con chiusura integrale a tenuta.
- La bottiglia può essere chiusa con sigillo di sicurezza usando gli appositi fori sulle spalle.
- Cura particolare è stata messa nella realizzazione della graduazione di ogni bottiglia, per consentire una lettura precisa e chiara del suo contenuto.
- Collo e filetto secondo le Norme DIN 13316 e 168. Si consiglia di togliere il tappo prima di autoclavare.
- IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE SECONDO LA SEGUENTE NORMATIVA:
- Direttiva CE 10/2011

Dati Tecnici

Capacità (ml)	100
Graduazione (ml)	20
Dimensioni (ØxH mm)	48x108
Diametro bocca (mm)	13

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Graduazione (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Diametro bocca (mm)
--------	----------	---------------	------------------	---------------------	---------------------

06.1595.00	BOTTIGLIA STRETTO GL PP	COLLO	50	10	38x92	13
06.1597.00	BOTTIGLIA STRETTO GL PP	COLLO	100	20	48x108	13
06.1599.00	BOTTIGLIA STRETTO GL PP	COLLO	250	25	60x150	19
06.1601.00	BOTTIGLIA STRETTO GL PP	COLLO	500	100	75x182	19
06.1603.00	BOTTIGLIA STRETTO GL PP	COLLO	1000	100	95x224	23