

# BOTTIGLIA COLLO LARGO GRADUATA PE

Cod. 06.0411.00

Bottiglia cilindrica collo largo in polietilene ml 500



## Descrizione

Caratteristiche:

- Sono realizzate in Polietilene, traslucide e dotate di tappo e sottotappo.
- Ideali per contenere campioni liquidi o solidi, liquidi anche a media-alta viscosità e materiali pastosi o granulari.
- Le filettature del collo della bottiglia e del tappo, particolarmente profonde, nonché l'anello di forzamento posto alla base del collo, garantiscono una tenuta ottimale.
- I fori presenti alla base del collo e sul tappo, consentono l'eventuale applicazione di sigilli di sicurezza o talloncini.
- La qualità della graduazione particolarmente curata e le pareti semitrasparenti di dimensioni uniformi, consentono la lettura chiara e precisa del contenuto.
- Lo svuotamento totale del contenuto, è facilitato dalla geometria inclinata delle spalle; le operazioni di riempimento sono rese semplici dalla adeguata proporzione dimensionale del diametro dell'imboccatura e della bottiglia.
- La conformazione del fondo offre una maggiore stabilità durante le fasi di riempimento.
- Imballate all'interno di robuste scatole di cartone e sottoconfezionate in pratici sacchetti di plastica, contro l'eventuale deposito di polvere.
- IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE SECONDO LE SEGUENTI NORMATIVE:
  - Direttiva CE 10/2011
  - Decreto Ministeriale Italiano 21/03/1973 e successivi emendamenti
  - Decreto Presidenziale Italiano 777/82 e successivi aggiornamenti
  - PE (CORPO) PP (TAPPO)

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	500
Graduazione (ml)	50
Dimensioni (ØxH mm)	75x158

---

**Diametro bocca (mm)**34,5

---

## Varianti

<b>Codice</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Capacità (ml)</b>	<b>Graduazione (ml)</b>	<b>Dimensioni (ØxH mm)</b>	<b>Diametro bocca (mm)</b>
06.0408.00	BOTTIGLIA COLLO LARGO GRADUATA PE	50	10	40x77	24
06.0409.00	BOTTIGLIA COLLO LARGO GRADUATA PE	100	20	48x89	24
06.0410.00	BOTTIGLIA COLLO LARGO GRADUATA PE	250	25	61x126	34,5
06.0411.00	BOTTIGLIA COLLO LARGO GRADUATA PE	500	50	75x158	34,5
06.0412.00	BOTTIGLIA COLLO LARGO GRADUATA PE	1000	100	93x200	45
06.0413.00	BOTTIGLIA COLLO LARGO GRADUATA PE	2000	100	115x247	45

---