

BOTTIGLIA COLLO LARGO GL PE

Cod. 06.1618.00

Bottiglia a collo largo normalizzato GL 63 polietilene ml 2000



Descrizione

Caratteristiche:

- A collo largo di uso generale, facili da riempire e svuotare.
- Fornite di tappo con chiusura integrale a tenuta.
- Cura particolare è stata messa nella realizzazione della graduazione di ogni bottiglia, per consentire una lettura precisa e chiara del suo contenuto.
- Collo e filetto secondo le Norme DIN 13316 e 168.
- IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE SECONDO LA SEGUENTE NORMATIVA:
- Direttiva CE 10/2011
- PE

Dati Tecnici

Capacità (ml)	2000
Graduazione (ml)	100
Dimensioni (ØxH mm)	120x252
Diametro bocca (mm)	55

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Graduazione (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Diametro bocca (mm)
--------	----------	---------------	------------------	---------------------	---------------------

06.1608.00	BOTTIGLIA LARGO GL PE	COLLO	50	10	38x88	24
06.1610.00	BOTTIGLIA LARGO GL PE	COLLO	100	20	48x105	24
06.1612.00	BOTTIGLIA LARGO GL PE	COLLO	250	25	60x140	38
06.1614.00	BOTTIGLIA LARGO GL PE	COLLO	500	100	75x170	38
06.1616.00	BOTTIGLIA LARGO GL PE	COLLO	1000	100	95x206	55
06.1618.00	BOTTIGLIA LARGO GL PE	COLLO	2000	100	120x252	55