

BOTTIGLIA RANVIER PE

Cod. 06.0389.00



Bottiglia con contagocce Ranvier polietilene ml 100

Descrizione

Caratteristiche:

- Sono dotate di tubo in Polietilene con punta estraibile e pompetta aspirante in gomma.
- IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.
- PE

Dati Tecnici

Capacità (ml)	100
Dimensioni (ØxH mm)	43x115

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)
06.0388.00	BOTTIGLIA RANVIER PE	50	35x96
06.0389.00	BOTTIGLIA RANVIER PE	100	43x115
06.0393.00	BOTTIGLIA RANVIER PE	1000	95x220
06.0391.00	BOTTIGLIA RANVIER PE	250	60x140

06.0392.00	BOTTIGLIA RANVIER PE	500	75x180
------------	----------------------	-----	--------