

TAPPO CON BECCUCCIO CORTO

Cod. 06.3305.00

Tappo a vite con beccuccio di erogazione corto in polietilene GL 32 per bottiglie 15881 - 15901



Descrizione

Caratteristiche:

- Vengono utilizzati in combinazione con le bottiglie a collo stretto normalizzato cod. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 ed a collo largo normalizzato cod. 1608 - 1610.
- Sono provvisti di cappuccio di chiusura in Polietilene.
- MATERIALI
- PE

Dati Tecnici

Lunghezza beccuccio (mm)	19
--------------------------	----

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza beccuccio (mm)
06.3303.00	TAPPO CON BECCUCCIO CORTO	16
06.3304.00	TAPPO CON BECCUCCIO CORTO	19
06.3305.00	TAPPO CON BECCUCCIO CORTO	19
06.3306.00	TAPPO CON BECCUCCIO LUNGO	40
06.3307.00	TAPPO CON BECCUCCIO LUNGO	41

